

NIEUWE BD Micro-Fine Ultra™ 4mm pennaald Een wereld van verschil



EasyFlow™- en PentaPoint™-technologie
zorgen voor een verschil dat de patiënt
kan voelen^{2 **}

Een nóg betere injectie-ervaring met de
BD Micro-Fine Ultra™ 4mm pennaald door
EasyFlow™-technologie



**EasyFlow™
-technologie**

Voor sneller en
gemakkelijker injecteren²




**PentaPoint™
-technologie**

Verbeterd het comfort
tijdens injecties¹



Naald met glijmiddel

Vergemakkelijkt het
doorprikken van de huid.



**Kortste
pennaaldlengte^{3, 4}**

Vermindert het risico
op intramusculaire
(IM) injecties op alle
injectieplaatsen^{3, 4}



4mm x 32G (0,23mm)
ZI 16090322
CNK 3247-293

1. Hirsch L et al. Impact of a Modified Needle Tip Geometry on Penetration Force as well as Acceptability, Preference and Perceived Pain in Subjects with Diabetes. 2012: Journal of Diabetes Science and Technology, Vol 6 (2), 328-335.

2. Aronson R, et al. Insulin pen needles: Effects of extra thinwall needle technology on preference, confidence, and other patient ratings. Manuscript ingediend voor publicatie.

3. Frid Anders, Ostman Jan & Linde Brigitta. Hypoglycaemia Risk during Exercise After Intramuscular Injection of Insulin in Thigh in IDDM. Diabetes Care, Vol. 13, nr 5, mei 1990, 473-477.

4. Gibney MA, Arce CH, Nyron KJ, Hirsch LJ. Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: implications for needle length recommendations. Curr Med Res Opin 2010;26:1519-30.

* Al deze informatie heeft uitsluitend betrekking op diabetesgenees- en hulpmiddelen beschikbaar in de Benelux, per januari 2016.

** In vergelijking met hun huidige pennaald van toonaangevende penmerken.

*** In vergelijking met andere 32G x 4mm pennaalden.

BD, het BD Logo en alle overige handelsmerken zijn het eigendom van Becton, Dickinson and Company. © 2016 BD. Alle informatie en tekst zijn juist bij het ter perse gaan (Januari 2016).


Becton Dickinson Benelux N.V.
Erembodegem-Dorp 86
B-9320 Erembodegem
Ondernemingsnummer: 0400.292.967
www.bddiabetes.be

Becton Dickinson B.V.
Postbus 2130
800 CC Breda
K.v.k. 28065261
www.bddiabetes.nl



DC/BR/14/NL

>> NIEUW



BD
Advancing the
world of health

**Gegarandeerd 100% compatibel
met alle injectiepenen voor de
behandeling van diabetes***


Getest conform EN ISO 11608-2:2012.



Nieuwe EasyFlow™-technologie maakt injecteren voor de patiënt sneller en gemakkelijker²

EasyFlow™, voor een snellere en gemakkelijke injectie²

Door de introductie van de **Extra-Thin Wall technologie** biedt EasyFlow™ een aanzienlijk grotere binnendiameter, terwijl de naalddikte gelijk blijft².



Wat zijn de voordelen voor uw patiënt?

Hogere
doorstroomsnelheid
van 149%^{2 ***}



62%

Minder drukkracht
bij injectie nodig²



Snellere
insulinetoediening²

Wat vinden patiënten?

35%



38%




“Door de EasyFlow™-technologie heb ik **minder last van insulinelekage** op de huid^{2**} en **druppelt er minder insuline** uit de pen^{2**}. ”



Significant **meer patiënten hebben er vertrouwen in dat de volledige dosis wordt toegediend**^{2 **}

BD Micro-Fine Ultra™ 4mm pennaald met PentaPoint™-comfort voor sneller en gemakkelijker injecteren met minder pijn²

PentaPoint™ voor meer comfort tijdens injecties¹




Terwijl de meeste pennaalden maximaal 3 schuine kanten hebben, heeft de naaldpunt van de BD Micro-Fine Ultra™ 4mm naald een geavanceerde vormgeving en een dunner profiel, dat de penetratie van de huid vergemakkelijkt¹.

Wat zijn de voordelen voor uw patiënt?



Minder penetratiekracht
nodig¹



Wat vinden patiënten?



“De PentaPoint™-technologie zorgt ervoor dat het injecteren **gemakkelijker en comfortabeler** wordt^{1 **}”