



Cellona® Gipszwachtel

Toepassingsgebieden

- voor het maken van immobiliserende verbanden bij lichaamsdelen na letsels en fracturen

Eigenschappen

- veelzijdige toepassing
- dompelklaar
- snel en gelijkmatig te bevochtigen
- fijncremig
- goed modelleerbaar

Productsamenstelling

17-draads katoenen gaasverband, Gipsmassa van α - en β -calcium-sulfaat-halfhydraat.

Opmerkingen

- het verband is na 30 minuten deels belastbaar
- na 12 tot 24 uur volledig uitgehard
- uithardingstijd ongeveer 3 tot 4 minuten
- aanbevolen watertemperatuur: 20 tot 25°C

Cellona® Gipszwachtel

5 - individueel verpakt

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
6 x 2	25000	1022714	10/100
8 x 2	25001		10/100
10 x 2	25002	4167532	10/100
12 x 2	25003		10/100
15 x 2	25004	4167540	10/100
20 x 2	25005	4167557	10/50
8 x 3	25011	2088896	10/100
10 x 3	25012	1741479	10/100
12 x 3	25013	2091502	10/100
15 x 3	25014	2091510	10/50
20 x 3	25015	2091528	10/50
8 x 4	25021		10/50
10 x 4	25022		10/50
12 x 4	25023		10/50
15 x 4	25024		10/50
20 x 4	25025		10/50

Cellona® Xtra Gipszwachtel

individueel verpakt

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
7,5 x 2,7	91181	0398792	60
10 x 2,7	91182	0398800	60
15 x 2,7	91184	0398818	36
20 x 2,7	91185	0398826	36