

Lomatuell® Pro

Interface gélifiante.



Lomatuell® Pro

Indications

- utilisable au cours de toutes les phases d'exsudation
- plaies chroniques
 - ◆ ulcères variqueux
 - ◆ ulcères du pied diabétique
 - ◆ escarres
- plaies aiguës
 - ◆ lacérations, coupures et dermabrasions
 - ◆ brûlures au 2° degré
- plaies post-chirurgicales
 - ◆ plaies chirurgicales en phase de guérison secondaire
 - ◆ sites donneurs de greffes
- peut être utilisé en association avec le traitement par pression négative comme interface avec la plaie*

Propriétés

- formation d'une couche de gel en vaseline et en particules hydrocolloïdales
- changement de pansement atraumatique
- manipulation simple
- utilisable des deux côtés
- découpable selon les différentes tailles de plaies et zones corporelles
- favorise la cicatrisation
- le risque d'adhérence à la plaie est minimisé
- matériau flexible et souple
- bonne évacuation de l'exsudat dans le pansement secondaire
- changement presque indolore du pansement

Composition du produit

Trame en tulle en fibres de polyester imprégnée d'une masse de recouvrement, composée d'une matrice en polymère (masse de fixation élastique modelable), de vaseline et d'hydrocolloïde.

Remarques

- l'intervalle de changement de pansement recommandé est en règle générale de 2 à 4 jours. Selon le type de plaie et l'avancement de la guérison, le pansement peut être laissé plus ou moins longtemps sur la plaie (jusqu'à 7 jours max.)

Lomatuell® PRO

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 x 5	30870	3048758	10/360
10 x 10	30871	3048766	10/120
10 x 20	30872	3048774	10/120
10 x 30	30873	3048782	10/80
10 x 10	30874	3210309	50/450
10 x 40	220000	4135273	10/120
15 x 20	220001	4135281	10/50
15 x 30	220002	4135299	5/55

* sur base d'études in vitro