


Suprasorb® F® et Suprasorb® F® protect

Pansement film.



Suprasorb® F®
et Suprasorb® F® protect



- A** film de polyuréthane transparent.
- B** étanche à l'eau et aux bactéries.
- C** l'humidité excédentaire s'évapore.

Indications

- pour le traitement des plaies non infectées faiblement exsudatives et superficielles.
- indications :
 - ◆ sites de prélèvement de greffes
 - ◆ plaies chirurgicales
 - ◆ écorchures
 - ◆ ulcères artériels, veineux et diabétiques
 - ◆ brûlures au 1^{er} et 2^e degré

Propriétés

- application simple
- confort de port élevé grâce à sa tenue sûre et souple
- extensible et modelable
- protection contre les influences externes (par ex. bactéries)
- étanche
- en tant que pansement primaire, il permet le contrôle de la plaie

Composition du produit

Film en polyuréthane
Adhésif en polyacrylate.

Remarques

- Suprasorb® F en rouleau est conçu pour la prévention (des escarres par ex.) et la fixation des pansements
 - le film transparent doit être posé à nouveau avant l'utilisation sur la compresse de gel s'il adhère sur l'intérieur de l'emballage individuel. Des gants doivent être alors portés ou une pincette utilisée
- Intervalle entre chaque changement de pansement :
- il revient au médecin traitant de déterminer la fréquence du changement sur base de l'état de la plaie, du stade exsudatif de la plaie et du pansement primaire utilisé mais pas plus de 5 à 7 jours

Modèles

- pansement film stérile découpé
- pansement film non stérile en rouleau

Suprasorb® F®

Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
en rouleau, non stérile			
10 cm x 1 m	20467	2270965	1/16
10 cm x 10 m	20468	1799451	1/16
15 cm x 10 m	20469	1799444	1/10

Suprasorb® F® protect

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
stérile, scellé en emballage individuel			
5 x 7	162460	4794046	10/380
5 x 7	162461	4794053	100/1000
10 x 12	162462	4794061	10/100
10 x 12	162463	4794079	50/200
10 x 25	162464	4794087	10/140
15 x 20	162465	4794095	10/400
20 x 30	162466	4795456	10/180