


Suprasorb® A + Ag

Antimicrobieel calciumalgiinaat-verband met zilver.



Suprasorb® A + Ag



- A** Overtollig wondexsudaat wordt in het verband opgenomen.
- B** Gelvorming door ionenuitwisseling.
- C** Doding van bacteriën in het wondbed door vrijkomende zilverionen.

Toepassingsgebieden

- voor de verzorging van aan infecties blootgestelde of geïnfecteerde wonden, als deze sterk exsuderend, oppervlakkig of diep zijn.
- indicaties:
 - ◆ decubitus
 - ◆ arteriële ulcera
 - ◆ veneuze ulcers
 - ◆ diabetische ulcera
 - ◆ postoperatieve wonden
 - ◆ split-skin-afnameplekken

Beoogd gebruik

Kompressen/wondtampons kunnen worden gebruikt voor het behandelen van aan infecties blootgestelde en geïnfecteerde wonden.

Eigenschappen

- brede antimicrobiële werking, ook tegen MRSA en VRE*
- bevordert de wondgenezing dankzij hoog absorptievermogen voor exsudaat
- aanpassing aan elke wondbodem
- vormt een gel die voor een vochtig wondmilieu zorgt en bijdraagt aan het verminderen van de kiembelasting

Productsamenstelling

Calciumalgiinaat-vezels, zilveralgiinaatvezel (1,5% ionisch zilver).

Opmerkingen

- interval tussen verbandwisselingen:
 - ◆ de intervallen tussen wisselingen van Suprasorb A+Ag worden door de behandelend arts bepaald. Afhankelijk van de mate van exsudatie kan het wondverband maximaal 7 dagen op/in de wond aangebracht blijven.
- bij infectie:
 - ◆ occlusief secundair verband uitsluitend na beslissing van de arts, afhankelijk van de algehele situatie

Uitvoeringen

- kompres
- wiek

Suprasorb® A + Ag

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	Gewicht (g)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
kompres				
5 x 5		20570 / 149265	2355279	10/100
10 x 10		20571 / 149266	2355261	10/50
10 x 20		20572 / 149267	2355253	5/20
wiek				
30	2	20573 / 149268	2355246	5/20

* Spectrum van ziekteverwekkers in vitro aangetoond, zie gebruiksaanwijzing