



Rosidal® K



Toepassingsgebieden

- voor krachtige compressie (bijvoorbeeld in de flebologie)
- voor het immobiliseren van lichaamsdelen
- voor het ondersteunen en ontlasten in de traumatologie en sportgeneeskunde
- voor het fixeren van verbanden

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting (ca. 90%)
- textielelastisch dankzij getwijnde kettendraad
- luchtdoorlaatbaar
- stevige weefselstructuur
- met zelfkanten
- crèmekleurig

Productsamenstelling

100% katoen.

Opmerkingen

- 50 keer wasbaar bij maximaal 95°C (in de handel verkrijgbaar fijnwasmiddel/fijnwasprogramma)

Uitvoeringen

- Rosidal K
- Rosidal Elko : 2 Rosidal K zwachtels 10 cm breed (voor compressieverband volgens dubbelverband-techniek)

Rosidal® K

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 m (uitgerekte lengte), met banderole, individueel in vouwdoos			
4 x 5	22199	2956076	1/125
6 x 5	22200	2185338	1/108
8 x 5	22201	0188615	1/108
10 x 5	22202	0188623	1/90
12 x 5	22203	0855262	1/54
5 m (uitgerekte lengte), met banderole, los in de doos			
8 x 5	22250	1138700	10/140
10 x 5	22251	1138718	10/140
12 x 5	22252		10/120
10 m (uitgerekte lengte), met banderole, individueel in vouwdoos			
10 x 10	22206		1/60
12 x 10	22205		1/40

Elko® Rosidal K

5 m (uitgerekte lengte), met banderole, per paar in vouwdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 5	22225	2680023	1/30