

Veroval®

HARTMANN
+

Ontdek onze Veroval®
bloeddrukmeters
Meet uw bloeddruk thuis

Veroval® duo control

Voor patiënten die regelmatig hun bloeddruk meten en lijden aan hartritmestoornissen (aritmie)



- ✓ Meet correct, zelfs bij hartritmestoornissen (aritmie)
- ✓ 2 meetmethoden: Korotkoff microfoon-meting en oscillometrische meetmethode
- ✓ Maakt correct meten eenvoudiger dankzij gepatenteerde Secure Fit manchet, manchetplaatsingscontrole en rustindicator
- ✓ Eenvoudig meetwaarden analyseren dankzij het verkeerslichtsysteem
- ✓ Geheugen voor 2 x 100 metingen
- ✓ 5 jaar garantie

Klinisch gevalideerd:



Europees bedrijf
hoge bloeddruk



Kwaliteitslabel
van de Duitse
Hypertensie Liga




Kwaliteitslabel van de
British Hypertension
Society



Eenvoudig beheren
en opslaan van de
gemeten waarden
met de Veroval® medi.
connect software.

Wat is het belangrijkste voordeel van Veroval® duo control ?

De meeste automatische bloeddrukmeters maken alleen gebruik van de oscillometrische technologie, die de arteriële pols golven meet. De Veroval® duo control bovenarmbloeddrukmeter gebruikt bovendien de zeer nauwkeurige Korotkoff-methode (meting met microfoon voor opname van de hartgeluiden) die ook door artsen wordt toegepast. Dank zij deze DUO SENSOR technologie meet de Veroval® duo control correct, zelfs bij hartritmestoornissen (aritmie).



Veroval® duo control
Bovenarmbloeddrukmeter

CNK :
3730 926 (manchet M - 22-32 cm)
3730 918 (manchet L - 32-42 cm)

